





Маски из термопластика

Компания Klarity предлагает четыре типа термопластика: Klarity White™, Klarity Green®, Klarity LiteGreen™ и Klarity Blue™. Каждый из них специально разработан для оптимальной совместимости со всеми популярными типами рамок (системами креплений) и доступен в различных толщинах, размерах и рисунках перфорации. Отличительные особенности термопластика компании Klarity: он более прочный, не так сильно склеивается и прилипает, кроме того даёт меньшую усадку в сравнении с продуктами других производителей.

| Klarity White | Klarity LiteGree | Klarity Green | Klarity Blue |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |
| Особенности | | | |
| <p>Klarity White™ является базовым термопластиком.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ быстро формуется, создавая прочную термопластичную маску ▶ меньше склеивается и прилипает по сравнению с другими доступными на рынке пластиками | <p>Klarity LiteGreen™ является основным термопластиком для трёх- и пятиточечных систем.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ не склеивается, поэтому края можно разделить, если они соприкасаются ▶ прекрасно обволакивает, что облегчает процесс формовки. <p>Klarity LiteGreen™ доступен только в толщине 2,4 мм с микроперфорацией, что делает эту маску более прочной, чем другие армированные виды термопластика.</p> | <p>Klarity Green® - фирменный термопластик компании, является самым продаваемым, рекомендован для широкого применения.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ даёт меньшую усадку ▶ совершенно не склеивается, поэтому края можно разделить, если они соприкасаются ▶ увеличенное время застывания помогает не спеша создать тщательно сформированную маску, обеспечивающую наибольший комфорт для пациента. | <p>Klarity Blue™ наиболее прочный термопластик, который идеально подходит для случаев, требующих высокой точности.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ даёт наименьшую усадку ▶ синие маски являются самыми жесткими из всех масок, чрезвычайно устойчивы после формовки и охлаждения. ▶ быстро формуется, что идеально для пациентов, которым необходимо ограниченное время иммобилизации ▶ мягко обволакивает для беспрепятственного и высокоточного изготовления маски. |
| Прочность | | | |
| <p>высокая</p> <p>● ● ● ○ ○</p> | <p>очень высокая</p> <p>● ● ● ● ○</p> | <p>очень высокая</p> <p>● ● ● ● ○</p> | <p>наиболее высокая</p> <p>● ● ● ● ●</p> |
| Усадка | | | |
| <p>стандартная усадка</p> <p>● ● ● ○ ○</p> | <p>маленькая усадка</p> <p>● ● ○ ○ ○</p> | <p>очень маленькая усадка</p> <p>● ○ ○ ○ ○</p> | <p>наименьшая усадка</p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p> |
| Время формовки | | | |
| 45-60 секунд | 1-2 минуты | 2-3 минуты | 45-60 секунд |
| Время охлаждения | | | |
| 8-10 минут | 8-10 минут | 10-12 минут | 3-6 минут |
| Применение видов термопластика | | | |

| Klarity White | Klarity LiteGreen | Klarity Green | Klarity Blue |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> • U-образные (U-frame) • S-образные (S-type) • P-типа (P-type) • Для стереотаксиса (BrainLab) | <ul style="list-style-type: none"> • Orfit (O-type) • Elekta (E-frame) | <ul style="list-style-type: none"> • U-образные (U-frame) • S-образные (S-type) • Klarity V (V-type) • P-типа (P-type) • Elekta (E-frame) • Для стереотаксиса (BrainLab) • Proton (для протонной терапии) | <ul style="list-style-type: none"> • S-образные (S-type) • SRS Klarity |

Типы и совместимость креплений:

| Тип маски | Совместимость |
|-----------------------------|--|
| S-образные (S-type) маски | совместимы со всеми стандартными опорными пластинами S-type от компании Klarity и других производителей |
| U-образные (U-frame) маски | совместимы со всеми стандартными опорными пластинами U-frame от компании Klarity и других производителей |
| Маски P-типа (P-type) | совместимы со всеми стандартными опорными пластинами типа Posifix™ от компаний Klarity, Cívco |
| Маски O-типа (O-type) | совместимы с трёхточечными и пятиточечными системами O-type от компаний Klarity, Orfit и других |
| Маски E-типа (E-type) | совместимы с системами Elekta Gamma Knife® Icon™, Fraxion™ и HeadStep™ |
| Маски V-типа (V-type) | совместимы с системами Bionix VersaBoard™ |
| Маски для стереотаксиса | совместимы с системами BrainLAB |
| Маски для протонной терапии | совместимы с системой Qfix® BoS™ |

Эксклюзивный представитель и дистрибьютор на территории Российской Федерации:

ООО "Мед-Спектрум"

Тел.: +7 (495) 796-24-23

Email: info@ med-spectrum.ru



www.med-spectrum.ru